



PRODUCT INTRODUCTION

Side View



Motor

Battery

Power switch(button)

Charging port

Massage head

Speed-level indicator light

Battery percentage

Multi-function touch button

Produkt introduktion

Motor

Batteri

Afbryder (knap)

Opladningsport


Massage hoved

Indikatorlampe for hastighedsniveau

Batteriprocent

Multifunktionsknap

4 INTERCHANGEABLE HEAD ATTACHMENTS



4 interchangeable head attachments

Round

Bullet

Flat

Fork

4 udskiftelige hoveder

Rund

Kugle

Flad

Gaffel

Product introduction

Speed-level Indicator Light: level 1 to 5 (left to right)

Battery percentage: 1% to 100%

Power switch (bottom): Main switch to power on/off the machine. Multi-function touch button: start/stop the machine and adjust the speed level.

4 interchangeable head attachments

Produkt introduktion

Indikatorlys på hastighedsniveau: niveau 1 til 5 (venstre mod højre)

Batteriprocent: 1% til 100%

Tænd / sluk-knap (nederst): Hovedafbryder til at tænde / slukke for maskinen. Multifunktionsknap: start / stop maskinen, og juster hastighedsniveauet.

4 udskiftelige hovedtilbehør

Assembling: Insert the head into the connector hole. Press and rotate it till the end. Dis-assembling: Pull the head and rotate it simultaneously till it is out.

Specification

Powerful high torque motor with quiet glide technology.

Rechargeable lithium-ion battery, (more than 4 hours playing time)

Ergonomic design and easy to use.

5 speed settings for optimal pressure up to 3,200 RPM.

Cordless and light weight which is portable. (about 1kg)

4 interchangeable head attachments.

Montering: Sæt hovedet i stikhullet. Tryk og drej den fast. Demontering: Træk i hovedet, og drej det samtidigt, indtil det er ude.

Specifikationer

Kraftig motor med højt drejningsmoment med stille glideteknologi.

Genopladeligt lithium-ion batteri (mere end 4 timers brugstid)

Ergonomisk design og nem at bruge.

5 hastighedsindstillinger for optimalt tryk op til 3.200 omdr./min.

Trådløs og letvægts (ca. 1 kg)

4 udskiftelige hovedtilbehør.

WARNINGS AND REMINDERS

Keep away from liquids or heat sources. Keep the vents free of dust and debris.

Remove the charger from battery after fully charged.

Please use the device according to the instructions for use.

Check the machine carefully before use.

ADVARSLER OG PÅMINDELSER

Holdes væk fra væsker eller varmekilder. Hold ventilationsåbningerne fri for støv og snavs.

Tag produktet ud af laderen, når den er fuldt opladet.

Brug enheden i henhold til brugsanvisningen.

Kontroller maskinen omhyggeligt inden brug.

PRODUCT PARAMETERS

Product name: Sports Massage Gun	
Model: HC1244	Product weight: 0.86kg
Work voltage: 12V	Product size: 25*16.8cm
Rated power: 120W	Packing list massage gun*1, pouch*1, massage head*4, user
Battery capacity: 2000mAh	Product certification: CE.ROHS.FCC

PRODUKTPARAMETRE

Produktnavn: Sportsmassagepistol

Model: HC1244 Produktvægt: 0,86 kg

Arbejdsspænding: 12V Produktstørrelse: 25 * 16,8cm

Nominel effekt: 120W Pakningsliste massagepistol * 1, pose * 1, massagehoved * 4, brugermanual * 1, USB-kabel * 1

Batterikapacitet: 2000 mAh Produktcertificering: CE.ROHS.FCC

IMPORTANT SAFEGUARDS

It is forbidden for minors and the injured to use this machine.

It can be used to recover muscle damage, but please consult with your doctor before use.

It is forbidden to use on wet skin. It can be used across the clothes.

Do not use it above the neck or any hard and boned part of body. Use the product only on the soft tissues of the body.

Do not immerse the machine in water.

Do not use a non-DC 24V charger to charge the machine.

Do not disassemble the machine in any way.

Do not put fingers, hair or other parts of your body get close to the shaft and back of the vibrating head.

Do not touch this part before starting the machine without installing the massage head.

Do not touch this part when start the machine after installing the massage head.

VIGTIGE BESKYTTELSER

Det er forbudt for mindreårige og tilskadekomne at bruge denne maskine.

Det kan bruges til at genoprette muskelskader, men konsulter din læge inden brug.

Det er forbudt at bruge på våd hud. Det kan bruges på tværs af tøjet.

Brug den ikke over nakken eller nogen hård og udbenet del af kroppen. Brug kun produktet på kroppens bløde væv.

Nedsænk ikke maskinen i vand.

Brug ikke en ikke-DC 24V oplader til at oplade maskinen.

Skil ikke maskinen ad på nogen måde.

Sæt ikke fingre, hår eller andre dele af din krop tæt på skaftet og bagsiden af det vibrerende hoved.

Rør ikke ved denne del, før du starter maskinen uden at installere massagehovedet.

Rør ikke ved denne del, når du starter maskinen efter installation af massagehovedet.

OPERATING INSTRUCTION

Charging

Fully charge the machine before first use.

Use the USB-C cable for charging.

The power indicator light will flicker quickly when charging.

The LED screen shows the balance battery percentage.

The product cannot be turned on or used when charging.

Please charge the product when less than 5% battery capacity.

The average playing time of the product is about 4 hours.

Operation

Open the power switch at the bottom of the handle. Then the balance battery percentage will be shown on the LED screen at the top of the product.

Short press multi-function button to make the product running. It is on 1st speed level from start and each touch is for one more speed level. There are 5 speed levels in total and the product will stop running when you touch 6 times.

Turn off the product by power switch. The LED screen and indicator light will be off.

Note:

- The product can be turned off by power switch under any speed level.

The product will start intelligent protection and stop running after 10 minutes of continuous use.

BETJENINGSVEJLEDNING

Oplader

Oplad maskinen helt inden første brug.

Brug USB-C-kablet til opladning.

Strømindikatorlampen blinker hurtigt under opladning.

LED-skærmen viser status af batteriet procent.

Produktet kan ikke tændes eller bruges under opladning.

Oplad produktet, når batterikapaciteten er mindre end 5%.

Produktets gennemsnitlige brugstid er ca. 4 timer.

Betjening

Åbn afbryderen i bunden af håndtaget. Derefter vises batteriets opladningsprocent på LED-skærmen øverst på produktet.

Kort tryk på multifunktionsknappen for at få produktet til at køre. Det er på 1. hastighedsniveau fra start, og hvert tryk øger hastighedsniveauet med 1 trin. Der er i alt 5 hastighedsniveauer, og produktet holder op med at køre, når du trykker 6. gang.

Sluk for produktet med afbryderen. LED-skærmen og indikatorlampen slukkes.

Bemærk:

- Produktet kan slukkes med afbryderen under ethvert hastighedsniveau.

Produktet starter intelligent beskyttelse og holder op med at køre efter 10 minutters kontinuerlig brug.